

## S.H.A.P.E. protocols: personal experience using and innovative HA injector device as alternative to classical injection

**Introduction:** we evaluate the efficacy of the new S.H.A.P.E. protocols using an innovative electronic, cordless, motorized system device for the injection of any kind of Hyaluronic Acids (HA).

**Materials and Method:** this ongoing study evaluate the results of the S.H.A.P.E. protocols based on three levels of photoaging:

- SHAPE protocol 1 (2 vials of HA) for 25-40 years-old patients with mild-moderate photoaging with reduction of skin radiance and superficial wrinkles;
- SHAPE protocol 2 (3 vials of HA) for 45-60 years-old patients with advanced photoaging with middle wrinkles, dull tone and thinning of derma;
- SHAPE protocol 3 (4 vials of HA) for over 60 years-old patients with advanced photoaging with deep wrinkles associated to widespread roughness, dull tone, severe thinning of derma and laxity.

**Results:** we present the results of the 3 different week-end protocols created for patients that desire take care of their beauty in a short time and everywhere they are.

**Conclusion:** the new S.H.A.P.E. protocol combined with the HA injector device represents an innovative weekend approach to the beauty in all areas of the face and the neck.

Dell'Avanzato Roberto

## Protocolli S.H.A.P.E.: esperienza personale attraverso l'utilizzo di un innovativo iniettore di acido ialuronico come alternativa alla classica iniezione

**Introduzione:** viene valutata l'efficacia dei protocolli S.H.A.P.E. utilizzando un innovativo sistema elettronico motorizzato senza fili per le iniezioni di tutti i tipi di acido ialuronico (HA).

**Materiali e Metodi:** lo studio valuta i risultati dei protocolli S.H.A.P.E. basati su tre livelli di photoaging, utilizzando sempre l'innovativo iniettore di HA:

- Protocollo S.H.A.P.E. 1 (2 fiale di HA) per pazienti di 25-40 anni con photoaging moderato, riduzione della luminosità della pelle e rughe superficiali;
- Protocollo S.H.A.P.E. 2 (3 fiale di HA) per pazienti di 45-60 anni con photoaging avanzato con rughe medie, riduzione del tono della pelle e assottigliamento del derma;
- Protocollo S.H.A.P.E. 3 (4 fiale di HA) per pazienti oltre i 60 anni con photoaging avanzato con rughe profonde, rugosità diffuse, assottigliamento severo del derma e lassità cutanea.

**Risultati:** vengono presentati i risultati dei 3 differenti protocolli studiati appositamente per tutti i pazienti che desiderano prendersi cura della loro bellezza nel tempo di un week-end.

**Conclusioni:** I nuovi protocolli S.H.A.P.E. in combinazione all'uso dell'innovativo iniettore di HA rappresentano un approccio innovativo alla bellezza per tutte le aree del volto e del collo.

Dell'Avanzato Roberto